



URGO FILMOGEL PROTI GLIVIČNIM OKUŽBAM NOHTOV, 3,3 ml

Zdravi nohti

Zdravi nohti so gladki, brez grbin in so pomemben del prstov.

Hitrost rasti nohtov se razlikuje od osebe do osebe, vendar zdravi nohti običajno zrastejo od 0,5 do 1,2 mm na teden.

Poškodovani nohti

Poškodovani nohti so zelo pogosta težava, vzroki zanje pa so različni. V več kot 50 % so vzrok za poškodovane nohte okužbe z glivicami (mikoze).

Nohti so lahko poškodovani fizično (pre-pogosto umivanje rok, tesna obutev) ali kemično (uporaba detergentov ali topil). Nezdravi nohti so lahko videti beli ali rumenkasti, krhki ali grobi.

Vzroki za poškodovane nohte so različni

Fizični dejavniki: vročina in vlaga, udarci, tesna obutev

Kemični dejavniki: uporaba detergentov ali topil, kar ima lahko vpliv na beljakovine v nohtih.

Glivične okužbe: lahko se okužite v slačilnicah, na bazenih ali v primeru, da že imate

drugo glivično okužbo, kot je npr. atletsko stopalo ali rizično bolezen, kot je sladkorna bolezen.

Urgo filmogel proti glivičnim infekcijam na nohtih pomaga ohranяти vaše nohte zdrave in lepe.

Izdelek vsebuje hidroksipropil kitozan, etanol, vodo in pirokton-olamin.

Hidroksipropil kitozan je polimer naravnega izvora, ki se aktivno veže v strukturo nohta in ga učvrsti.

Urgo filmogel proti glivičnim infekcijam po nanosu na površini nohta tvori stabilen zaščitni film, ki noht varuje pred mikrobiološkimi, fizičnimi (vlaga, udarec po nohtu) in kemičnimi dejavniki (uporaba detergentov ali topil).

Izdelek prodre v noht, stabilizira njegovo strukturo in ugodno vpliva na rast zdravih, obnovljenih in zaščitanih nohtov.

Uporaba izdelka

Urgo filmogel proti glivičnim infekcijam nanesite pazljivo vsak dan na čiste in suhe nohte. Čopič omogoča idealno nanašanje filmogela na površino nohta, na obnohtno kožo ter pod konico nohta.

Filmogel je neviden in brez vonja, se hitro suši in prodre v strukturo nohta, za njegovo odstranjevanje pa ni potrebno niti piljenje niti topilo.

Izdelek je enostaven in hitro delujoč, vendar je njegova učinkovitost odvisna tudi od vaše vztrajnosti.

Film je topen v vodi, zato ga je priporočljivo nanesti zvečer pred spanjem, da na nohtih ostane čim dlje časa.

Urgo filmogel proti glivičnim infekcijam ni lak, lahko pa preko njega nanesete barvni lak. Pred ponovnim nanosom Urgo filmogela proti glivičnim infekcijam odstranite lak za nohte.

Nadaljevanje uporabe

Izboljšanje bo vidno z rastjo nohtov. Prej ko začnete oskrbovati poškodovano področje, prej bo vidno izboljšanje.

V treh mesecih nohti na rokah zrastejo v povprečju 1 cm, na nogah pa 1/3 cm. S staranjem se rast nohtov upočasni.

Izboljšanje stanja nohtov boste opazili v dveh stopnjah:

1. zaustavilo se bo širjenje poškodbe
2. nohti bodo rasli in potiskali naprej poškodovano področje, ki ga boste odstranili s striženjem

Praktični nasveti

Redno strizite nohte na kratko.

Noge si umivajte s posebnim sredstvom za infekcije.

Ne uporabljajte skupnih brisač ali gob za umivanje.

Nosite bombažne nogavice in usnjene čevlje.

Ne nosite tesne obutve.

Na bazenu nosite natikače.

Opozorilo

Posvetujte se z zdravnikom v primeru, če je spodnji del oz. ležišče nohta videti poškodovano, če je noht počrnel, čeprav se niste poškodovali, če ste sladkorni bolnik ali imate zmanjšano imunost.

Uporabljajte samo na nohtih. Ne nanašajte na rane.

Izdelka ne smete zaužiti.

Vnetljivo. Shranjujte ločeno od virov toplote in odprtega ognja.

Stekleničko zaprite takoj po uporabi.

Ne uporabljajte Urgo filmogela proti glivičnim infekcijam na nohtih, če ste alergični na (preobčutljivi za) katerokoli sestavino. Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Izdelka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Neželeni učinki

Zelo redko se lahko na mestu nanosa pojavi rahlo draženje kože.

Sestavine

hidroksipropil kitozan, prečiščena voda, etanol

konzervans: pirokton-olamin



Lahko
vnetljivo



Laboratoires Urgo, 42 rue de Longvic,
21300 Chenôve, France